



UNIDAD DE SALUD RESPIRATORIA
DIVISIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA
SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES

Instructivo Para Toma De Muestra Examen Elastasa Pancreática 1 (E1) En Heces.

A continuación se indica cómo debe realizar el procedimiento de toma de muestra para examen elastasa pancreática en heces y donde debe ser enviada para su procesamiento.

- Recolectar una única muestra de aproximadamente 5 g. de deposición fresca, manteniéndola en un envase de plástico con tapa rosca almacenándola entre 4 y 8 °C.
- Evitar que la muestra se mezcle con otros fluidos corporales (Ej: orina).
- Etiquetar el envase con la muestra, con el nombre completo del paciente y fecha de toma de muestra.
- Enviar la muestra lo antes posible al Laboratorio Central del Hospital San Borja Arriarán, en cadena de frío (4-8°C). Las muestras deben llegar en un máximo de 48 h post toma de muestra al laboratorio, con cadena de frío en todo momento.

Recomendaciones.

- No son recomendables las muestras de heces líquidas.
- Si la muestra se envía desde fuera de Santiago, enviar con cadena de frío (Gel pack o hielo seco). Nunca la muestra debe estar a más de 8°C. Se debe seguir el protocolo de envío de muestras biológicas.
- En caso de niños nacidos de término, tomar muestra a partir del el cuarto día de vida. En prematuros de 28 semanas o menos a partir de los 15 días de nacido.

Cualquier duda comunicarse a los siguientes teléfonos (02)25749200- (02)25749210 con:

- B.Q. Sra Cecilia Mancilla. Jefe Laboratorio Central HCSBA
 - B.Q Paulina Gallardo
 - BQ Carlos Solano
- Las muestras deben ser enviadas al Laboratorio Central del Hospital Clínico San Borja Arriarán ubicado en Calle Santa Rosa 1234, 2° piso, Santiago.